



PESAPERSONE WELTER VETRO DIGITALE kg 180

Modello SS2012 Codici CDF13245 - CDF13246

MANUALE D'USO (Istruzioni Originali)

CONSERVARE E LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI ASSEMBLARE, INSTALLARE, METTERE IN FUNZIONE O EFFETTUARE LA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO DESCRITTO. PROTEGGERE SÉ STESSI E GLI ALTRI OSSERVANDO TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI POTREBBE DARE LUOGO A DANNI PERSONALI E/O RELATIVI AL PRODOTTO, NONCHÉ AL DECADIMENTO DELLA GARANZIA. IL PRESENTE MANUALE DEVE SEGUIRE IL PRODOTTO PER TUTTA LA SUA VITA, E DEVE ESSERE CONSULTATO PER FUTURO RIFERIMENTO. QUESTO MANUALE È STATO REDATTO PER CONSENTIRLE DI CONOSCERE BENE IL PRODOTTO E DI USARLO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA; NON DIMENTICHI CHE ESSO È PARTE INTEGRANTE DEL PRODOTTO STESSO, LO TENGA A PORTATA DI MANO PER CONSULTARLO IN OGNI MOMENTO E LO CONSEGNI ASSIEME AL PRODOTTO IL GIORNO IN CUI DOVESSE CEDERLA O PRESTARLA AD ALTRI.

ATTENZIONE! AL MOMENTO DELL'APERTURA DELLA CONFEZIONE ASSICURARSI CHE I SACCHETTI IN PLASTICA, OVE PRESENTI, SIANO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE D'USO

La pesapersona digitale è uno strumento progettato per monitorare il peso corporeo in modo preciso e immediato, ed è pensato per l'uso personale. È possibile selezionare l'unità di misura.

1. SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI PRESENTI SUL PRODOTTO E SUL MANUALE



Consultare il manuale di istruzioni prima dell'uso.



Il presente prodotto è conforme alle vigenti direttive UE.



Prodotto RAEE. Consultare le disposizioni in fondo al manuale.

2. NORME DI SICUREZZA

Questo manuale è redatto in originale ed è parte integrante del prodotto. L'osservanza delle istruzioni e l'utilizzo dei mezzi di protezione individuale riducono i rischi ma non li eliminano. Usare il prodotto solo nei modi descritti in questo manuale e non usarlo per scopi a cui non è destinato. La mancata osservanza delle istruzioni può dare luogo a incidenti e/o lesioni personali oltre che danni a cose ed al prodotto stesso. Non rispettare queste istruzioni solleva il produttore da ogni responsabilità in caso di danni a persone, animali, cose e/o alla macchina stessa.

- Mantenere la superficie della pesapersona ed i piedi asciutti durante la pesatura.
- Assicurarsi di posizionarsi al centro della pesapersona per evitare sbilanciamenti inavvertiti.
- Posizionare la pesapersona su una superficie piana e rigida prima di pesarsi.

Avvertenze riguardo i campi elettromagnetici

Questo prodotto genera un campo elettromagnetico durante il funzionamento. In determinate circostanze, questo campo può influenzare gli impianti medici attivi o passivi. Per ridurre il rischio di lesioni gravi o mortali, raccomandiamo alle persone con impianti medici di consultare il proprio medico e il produttore dell'impianto medico prima di utilizzare la macchina.

3. DISIMBALLAGGIO DEL PRODOTTO

Estrarre dalla scatola il prodotto ed i suoi accessori. Assicurarsi della presenza e della integrità di tutte le sue parti. Non gettare via l'imballo prima di aver verificato il corretto funzionamento dell'apparecchio.

⚠ ATTENZIONE! In caso di assenza di una o più parti, contattare il rivenditore e reintegrarle prima di usare il prodotto. In caso contrario può esservi il rischio di danni personali ed all'apparecchio stesso.

4. UTILIZZO

Preparazione all'utilizzo

- Prima dell'uso rimuovere la pellicola isolante dal retro della pesapersona, vicino al vano batteria.
- Inserire le pile nel vano batteria.

Misurazione del peso

⚠ ATTENZIONE! Mantenere la superficie della pesapersona ed i piedi asciutti durante la pesatura.

⚠ ATTENZIONE! Assicurarsi di posizionarsi al centro della pesapersona per evitare sbilanciamenti inavvertiti.

⚠ ATTENZIONE! Posizionare la pesapersona su una superficie piana e rigida prima di pesarsi.

- Premere il pulsante vicino al vano batteria per scegliere l'unità di misura: kg / lb.
- Salire sulla pesapersona, bilanciare il peso in modo uniforme e rimanere fermi affinché il display visualizzi il peso. Il peso lampeggerà sul display per 10 secondi.

Altre funzioni

- Autospegnimento ogni 10 secondi.
- Il display mostra "Lo" → Batteria scarica, procedere alla sostituzione delle batterie.
- Il display mostra "oL" → Superamento del peso massimo misurabile, 180 kg.

5. CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	SS2012
CODICE	CDF13245 - CDF13246
Capacità max	180 kg / 396 lb
Suddivisione	100 g / 0,2 lb
Unità di misura	kg / lb
Alimentazione	2 pile AAA (non incluse)
Dimensione	28x28 h 2,5 cm
Display	digitale

6. MANUTENZIONE E RIPONIMENTO

La pesapersone è uno strumento di precisione delicato, pertanto:

- Evitare di sottoporre il prodotto a variazioni di temperature estreme, umidità, urti, polvere e alla luce diretta del sole.
- Non lasciar cadere o colpire il prodotto.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore.
- Non saltare sul prodotto.
- Pulire la pedana del prodotto con un panno umido, utilizzare esclusivamente un panno morbido e asciutto per pulire il retro del prodotto. Non utilizzare mai prodotti chimici o abrasivi. Prestare attenzione a non far penetrare mai liquidi all'interno del prodotto, il meccanismo potrebbe danneggiarsi.
- Non lasciare oggetti sul prodotto quando non lo si utilizza.
- Non saltare sulla pesapersone.
- Evitare di far cadere o urtare il prodotto.
- Sostituire immediatamente le batterie quando l'indicatore segnala batteria scarica.
- Rimuovere le batterie dal prodotto se non lo si utilizza per lunghi periodi di tempo.

SMALTIMENTO RAEE



Il disegno del bidone con barratura (eventualmente riportato anche sull'apparecchio stesso) indica che si tratta di AEE (apparecchio elettrico ed elettronico) e che pertanto nel caso di smaltimento lo stesso dovrà essere depositato presso appositi contenitori di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Non gettare l'apparecchio dismesso tra i rifiuti domestici! Conformemente alla norma della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all'attuazione dell'accoglimento nel diritto nazionale, gli apparecchi elettrici e elettronici diventati inservibili devono essere raccolti separatamente ed essere inviati a riutilizzazione ecologica, è quindi necessario conferirli in appositi contenitori predisposti dalle Amministrazioni comunali presso piazzole di raccolta differenziata oppure renderlo al venditore all'atto dell'acquisto di un apparecchio nuovo. Il produttore dell'apparecchio è direttamente o indirettamente coinvolto nel riutilizzo, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE. Si evidenziano i potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute nel caso di non corretto smaltimento dell'apparecchiatura in presenza di sostanze pericolose nei RAEE o di uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse. La normativa in materia di smaltimento di rifiuti RAEE prevede sanzioni per chi effettua smaltimento abusivo.

CONDIZIONI DI GARANZIA A NORMA DI LEGGE

Tutti i nostri apparecchi sono stati sottoposti ad accurati collaudi e sono coperti da garanzia.

La garanzia decorre dalla data di acquisto. In caso di riparazione dell'apparecchio, durante il periodo di garanzia, è necessario allegare una copia della ricevuta di acquisto.

La garanzia è valida se l'apparecchio presenta evidenti difetti di fabbricazione e le istruzioni contenute nel presente manuale sono state rispettate.

La garanzia non è valida se l'apparecchio presenta evidenti segni di manomissione o è stato utilizzato in modo inappropriato.

Sono escluse da garanzia le parti soggette a normale usura.

Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati da cattiva installazione o uso improprio dell'apparecchio.

Le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente manuale si intendono non rigorosamente impegnative.

La ditta si riserva il diritto di apportare modifiche o variazioni ai prodotti senza nessun tipo di preavviso.

La riproduzione anche parziale del presente manuale è vietata secondo termini di legge.